

ДЕФІБРИЛЯТОРИ



Defibrillator Global Leader

Heaco
medical technology



Дефібрилятори визнані в усьому світі!



Англійський стадіон «Nottingham Forest»



Рятівники Англії



Школи Японії



Аптеки Данії



Торгівельні центри Європи



Бригади невідкладної допомоги Греції



Рятівники Германії



Бригади невідкладної
допомоги Італії



CU Medical Systems, Inc.

Життя людини – унікальна форма існування. Життя яскраве, але нажаль таке коротке.

Безцінне те, що здатне подовжити його!

Компанія «Неасо» ексклюзивно представляє дефібрилятори світового лідера CU Medical System в Україні.

Це надійне медичне обладнання десятиліттями рятує життя людей у всьому світі.

Широкий асортимент дефібриляторів включає моделі які використовуються в лікарнях, каретах швидкої медичної допомоги, бригадами рятівників та моделі AED дефібриляторів, якими кожна людина, без медичної підготовки може врятувати життя людини яка потребує в екстреній допомоги.

Дефібрилятори CU Medical System забезпечені високим профілем ефективності та безпеки за рахунок використання інноваційної біфазної технології (BTE Type) «E-Cube», інтелектуального аналізу кардіографічної кривої та автоматичного багаторівневої системи контролю за процесом роботи апарата (тестування мережи, часу роботи, ручне тестування, періодичне самотестування)



Дефібрилятор-монітор експертного класу LifeGain CU-HD1



Стандартна комплектація:

дефібрилятор, зовнішні електроди (педіатричні, для дорослих), 3х каналний ЕКГ кабель, ЕКГ електроди, вмонтований принтер, гель, внутрішній акумулятор, одноразові електроди та адаптер к ним, блок живлення.

Шпитальний дефібрилятор з широкими можливостями

Основні характеристики:

- 7" TFT дисплей для контролю за серцевою діяльністю, процесом дефібриляції та життєво-важливими функціями людини
- Вбудований термопринтер для друку отриманих даних
- Можливість реєстрації 12-канальної електрокардіограми, SPO2, неінвазійного артеріального тиску, капнографії, транскутної кардіостимуляції
- Використання багаторазових, внутрішніх та одноразових електродів для дефібриляції

Режими дефібриляції:

- AED со звуковою та текстовою допомогою
- стандартна біфазна дефібриляція з часом зарядки 5 секунд
- ручний (асинхронна дефібриляція та синхронна кардіоверсія)
- транскутна кардіостимуляція

Опційна комплектація:

сумка для транспортування, SD картка, зчитувальний SD пристрій, педіатричні електроди, внутрішні електроди, 5-канальний кабель ЕКГ, 10-канальний кабель ЕКГ, модуль 12-канальної ЕКГ, адаптер для автомобіля, модуль вимірювання сатурації та пульсу, модуль вимірювання неінвазійного артеріального тиску, модуль капнографії, програмне забезпечення, транскутна кардіостимуляція.

Дефібрилятор-монітор експертного класу Paramedic CU-ER5



Універсальний дефібрилятор для використання в умовах лікарні та екстреної медицини

Основні характеристики:

- 4" LCD дисплей для контролю за серцевою діяльністю, процесом дефібриляції та життєво-важливими функціями людини
- Реєстрація трьох або семи ЕКГ відведень
- Можливість підключення зовнішнього термопринтера

Режими дефібриляції:

- AED со звуковою та текстовою допомогою
- стандартна біфазна дефібриляція з часом зарядки 10 секунд
- ручний (асинхронна дефібриляція та синхронна кардіоверсія)

Стандартна комплектація:

дефібрилятор, зовнішні електроди (педіатричні, для дорослих), 3х канальний ЕКГ кабель, ЕКГ електроди, гель, внутрішній акумулятор, блок живлення.

Опціональна комплектація:

сумка для транспортування, SD картка, зчитувальний SD пристрій, педіатричні електроди, внутрішні електроди, 5-канальний кабель ЕКГ, адаптер для автомобіля, модуль вимірювання сатурації та пульсу, одноразові електроди та адаптор до них, програмне забезпечення.

Дефібрилятори Paramedic CU-ER2, CU-ER3



Дефібрилятори для бригад невідкладної допомоги та рятівників з автоматичним та ручним режимом

Основні характеристики:

- 4" LCD дисплей для контролю за серцевою діяльністю, процесом дефібриляції та життєво-важливими функціями людини
- Реєстрація трьох ЕКГ відведень через електроди для дефібриляції або кабель ЕКГ
- Можливість реєстрації SPO2
- Компактний та легкий

Режими дефібриляції:

- AED со звуковою та текстовою допомогою
- стандартна біфазна дефібриляція
- ручний

Стандартна комплектація:

дефібрилятор, електроди, внутрішній акумулятор, блок живлення, SPO2 датчик (модель CU-ER3).

Опціональна комплектація:

сумка для транспортування, картка, зчитувальний SD пристрій, 3-канальний кабель ЕКГ, адаптер для автомобіля, модуль вимірювання сатурації та пульсу, програмне забезпечення.

Дефібрилятори Paramedic CU-ER1



Дефібрилятори для бригад невідкладної допомоги та рятівників з автоматичним режимом

Основні характеристики:

- 4" LCD дисплей для контролю за електрокардіограмою, процесом дефібриляції та відображення візуальних підказок
- Інтелектуальна система аналізу електрокардіограми та виявлення аритмій
- Компактний та легкий.

Режими дефібриляції:

- AED со звуковою та текстовою допомогою.

Стандартна комплектація:

дефібрилятор, електроди, внутрішній акумулятор, блок живлення.

Опціональна комплектація:

сумка для транспортування, картка, зчитувальний SD пристрій, 3-канальний кабель ЕКГ, адаптер для автомобіля, програмне забезпечення.

Дефібрилятори I-PAD NF1200(1)



Стандартна комплектація:

дефібрилятор, багатофункціональні електроди, внутрішній елемент живлення довготривалого функціонування на 200 ударів.

Автоматичні та напів-автоматичні дефібрилятори для рятівників або розміщення в публічних місцях

Основні характеристики:

- LED індексація, голосові підказки на всьому протязі невідкладної допомоги
- Інтелектуальна система аналізу електрокардіограми та виявлення аритмій
- Інтуїтивно зрозуміле управління
- Компактний та легкий.

Режими дефібриляції:

- AED со звуковою та текстовою допомогою
- Напівавтоматичний.

Опціональна комплектація:

сумка для транспортування, комунікаційний пристрій, 3x канальний кабель ЕКГ, адаптер для автомобіля, програмне забезпечення, кріплення на стіну, шафа для дефібрилятора.

Дефібрилятори I-PAD CU-SP1, I-PAD CU-SP2



I-PAD CU-SP2

Стандартна комплектація:

дефібрилятор, багатофункціональні електроди, внутрішній елемент живлення довготривалого функціонування на 50/200 ударів (SP1), зарядний пристрій та акумулятор що перезаряджається (SP2).

Опційна комплектація:

сумка для транспортування, комунікаційний пристрій, програмне забезпечення, кріплення на стіну, шафа для дефібрилятора, зовнішній принтер.

Ультракомпактні автоматичні та напів-автоматичні дефібрилятори для рятівників або розміщення в публічних місцях

Основні характеристики:

- LED індексація, голосові підказки на всьому протязі невідкладної допомоги, відображення ЕКГ (SP2)
- Інтелектуальна система аналізу електрокардіограми та виявлення аритмій
- Інтуїтивно зрозуміле управління
- Ультракомпактний та легкий
- Можливість з'єднання з принтером та системою моніторингу (SP2).

Режими дефібриляції:

- AED со звуковою, візуальною та текстовою допомогою
- Напівавтоматичний.



I-PAD CU-SP1

Тренувальне обладнання

Навчитися якісно надавати невідкладну медичну допомогу можливо за допомогою тренажерів-дефібриляторів та спеціального манекену.



Манекен CU-AM1



CU SP1 Trainer



IPAD NF1200 T1



IPAD NF1200 T2



CUE-RT

Головними характеристиками медичного обладнання компанії HEACO є ТОЧНІСТЬ і ЧУЙНІСТЬ. Точність дає можливість отримувати об'єктивні дані, чуйність – вловлює навіть самі маленькі віддалені сигнали «SOS», котрі подає людський організм.

Ваш дилер HEACO:

